


**Chambered Lab-Tek II****Thermo Scientific**

Chambered coprivetrini Nunc# Lab-Tek# - sterile - camera non-rimovibile, in polistirolo, assicurata a un coprivetrino in vetro borosilicato (1.5) - include un coprivetrino in vetro extra-sottile che permette le ottime caratteristiche ottiche necessarie per microscopia confocale, ad alta risoluzione e inversa - sagomature per permettere un ottimale scambio gassoso e minimizzare l'evaporazione - per la coltura e la visualizzazione di cellule vitali - marcato CE.



Code	Description	Packaging
FA9155360	chambered Lab-Tek II - 1 pozz. - 8,6 cm ² - 2,0-4,5 mL	16 pezzi
FA9155379	chambered Lab-Tek II - 2 pozz. - 4,0 cm ² - 1,0-2,0 mL	16 pezzi
FA9155382	chambered Lab-Tek II - 4 pozz. - 1,7 cm ² - 0,5-1,0 mL	16 pezzi
FA9155409	chambered Lab-Tek II - 8 pozz. - 0,7 cm ² - 0,2-0,5 mL	16 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

