

**Flask EasyFlask coattate****Thermo Scientific**

Flask EasyFlask coattate - con rivestimento in poli-D-lisina o collagene I per garantire l'adesione di cellule esigenti - sterile - apirogena con un livello di endotossina documentata inferiore alle 20 EU/dispositivo (oppure 0,5 EU/mL) - chiusura ergonomica che permette di aprire o chiudere in 1/3 di giro il tappo - bocca larga e collo angolato per facilitare l'accesso all'area di coltura - ideale per cellule che non aderiscono alle altre superfici trattate - la poli-D-lisina è sintetizzata chimicamente, esente da residui animali - tappo con filtro idrofobico: barriera contro i microorganismi e ventilazione della coltura - conforme agli standard USP VI - la graduazione del volume su entrambi i lati permette di visualizzare facilmente durante il lavoro in ambiente asettico il volume di terreno aggiunto.



Code	Description	Packaging
FA9132703	flask rivestita con poli-D-lisina - 25 cm ² - 7 mL	60 pezzi
FA9132704	flask rivestita con poli-D-lisina - 75 cm ² - 25 mL	30 pezzi
FA9132705	flask rivestita con poli-D-lisina - 175 cm ² - 55 mL	30 pezzi
FA9132706	flask rivestita con collagene I - 25 cm ² - 7 mL	60 pezzi
FA9132707	flask rivestita con collagene I - 75 cm ² - 25 mL	30 pezzi
FA9132708	flask rivestita con collagene I - 175 cm ² - 55 mL	30 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

