

**Flask non trattata****Thermo Scientific**

Flask non trattata - sterile - apirogena - ideale per colture in sospensione - in polistirolo di alta qualità, otticamente trasparente - tappo bianco per una facile identificazione - collo angolato per un facile accesso all'area di crescita - tappo con filtro per una perfetta aerazione e ridurre la possibilità di contaminazione - disponibile versione TripleFlask con 3 pareti parallele - con tappo.



Code	Description	Packaging
FA9132903	flask - 500 cm ² - 200 mL	32 pezzi
FA9156800	flask - 75 cm ² - 30 mL	100 pezzi
FA9159926	flask - 175 cm ² - 55 mL	30 pezzi
FA9169900	flask - 25 cm ² - 7 mL	200 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

