

**Flask non trattata****Thermo Scientific**

Flask non trattata - sterile - apirogena - ideale per colture in sospensione - in polistirolo di alta qualità, otticamente trasparente - tappo bianco per una facile identificazione - collo angolato per un facile accesso all'area di crescita - tappo con filtro per una perfetta aerazione e ridurre la possibilità di contaminazione - disponibile versione TripleFlask con 3 pareti parallele - con tappo.



Code	Description	Packaging
FA9132903	flask - 500 cm <sup>2</sup> - 200 mL	32 pezzi
FA9156800	flask - 75 cm <sup>2</sup> - 30 mL	100 pezzi
FA9159926	flask - 175 cm <sup>2</sup> - 55 mL	30 pezzi
FA9169900	flask - 25 cm <sup>2</sup> - 7 mL	200 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

