


**Carta da filtro pieghettata-Grado MN 616****Macherey Nagel**

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuto filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettatura non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 616 è adatto a filtrazioni di velocità medio-alta.



Code	Description	Packaging
MNL532005	carta da filtro MN616 - diam. 55 mm	100 pz
MNL532007	carta da filtro MN616 - diam. 70 mm	100 pz
MNL532009	carta da filtro MN616 - diam. 90 mm	100 pz
MNL532011	carta da filtro MN616 - diam. 110 mm	100 pz
MNL532012	carta da filtro MN616 - diam. 125 mm	100 pz
MNL532015	carta da filtro MN616 - diam. 150 mm	100 pz
MNL532018	carta da filtro MN616 - diam. 185 mm	100 pz
MNL532024	carta da filtro MN616 - diam. 240 mm	100 pz
MNL532027	carta da filtro MN616 - diam. 270 mm	100 pz
MNL532032	carta da filtro MN616 - diam. 320 mm	100 pz
MNL532038	carta da filtro MN616 - diam. 385 mm	100 pz
MNL532040	carta da filtro MN616 - diam. 400 mm	100 pz
MNL532045	carta da filtro MN616 - diam. 450 mm	100 pz
MNL532050	carta da filtro MN616 - diam. 500 mm	100 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

