


**Carta da filtro pieghettata-Grado MN 619 de****Macherey Nagel**

Carta da filtro qualitativa pieghettata - i filtri in forma pieghettata presentano maggiori vantaggi rispetto ai filtri rotondi piani: risparmio del tempo richiesto per piegare i filtri in modo che si adattino al cono degli imbuto filtranti soprattutto in caso di analisi ripetitive o multiple; riduzione del tempo di filtrazione complessivo grazie alla maggiore superficie filtrante; aumento della capacità di carico totale grazie alla maggiore superficie filtrante; mantenimento della velocità di filtrazione per il ridotto contatto della carta da filtro con la parete dell'imbuto - la pieghettata non influenza significativamente alcun dato tecnico e sono validi gli stessi dati dei filtri rotondi - contenuto medio di ceneri è pari a circa 0,1%, la quantità di alfa-cellulosa a circa 95% - il tipo MN 619de è adatto a filtrazioni molto lente di sostanze estremamente dense.



| Code      | Description                                         | Packaging |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|
| MNL539005 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 55 mm  | 100 pz    |
| MNL539007 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 70 mm  | 100 pz    |
| MNL539009 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 90 mm  | 100 pz    |
| MNL539011 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 110 mm | 100 pz    |
| MNL539012 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 125 mm | 100 pz    |
| MNL539015 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 150 mm | 100 pz    |
| MNL539018 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 185 mm | 100 pz    |
| MNL539024 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 240 mm | 100 pz    |
| MNL539027 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 270 mm | 100 pz    |
| MNL539032 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 320 mm | 100 pz    |
| MNL539038 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 385 mm | 100 pz    |
| MNL539040 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 400 mm | 100 pz    |
| MNL539045 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 450 mm | 100 pz    |
| MNL539050 | carta da filtro pieghettata MN 619de - diam. 500 mm | 100 pz    |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

