


**Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 w****Macherey Nagel**

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640w è adatto a filtrazioni veloci - etichetta grigia - fettuccia nera.



Code	Description	Packaging
MNL202011	carta da filtro MN640W - diam. 110 mm	100 pz
MNL202012	carta da filtro MN640W - diam. 125 mm	100 pz
MNL202015	carta da filtro MN640W - diam. 150 mm	100 pz
MNL202018	carta da filtro MN640W - diam. 185 mm	100 pz
MNL202024	carta da filtro MN640W - diam. 240 mm	100 pz
MNL202032	carta da filtro MN640W - diam. 320 mm	100 pz
MNL202005	carta da filtro MN640W - diam. 55 mm	100 pz
MNL202007	carta da filtro MN640W - diam. 70 mm	100 pz
MNL202009	carta da filtro MN640W - diam. 90 mm	100 pz
MNL202027	carta da filtro MN640W - diam. 270 mm	100 pz
MNL202901	carta da filtro MN640W - diam. 90 mm - con bordi elevati	100 pz
MNL202902	carta da filtro MN640W - diam. 125 mm - con bordi elevati	100 pz
MNL202903	carta da filtro MN640W - diam. 110 mm - con bordi elevati	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*



