


**Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 m****Macherey Nagel**

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640m è adatto a filtrazioni di medio-alta velocità - etichetta bianca - fettuccia bianca.



Code	Description	Packaging
MNL203005	carta da filtro MN640m - diam. 55 mm	100 pz
MNL203007	carta da filtro MN640m - diam. 70 mm	100 pz
MNL203009	carta da filtro MN640m - diam. 90 mm	100 pz
MNL203011	carta da filtro MN640m - diam. 110 mm	100 pz
MNL203012	carta da filtro MN640m - diam. 125 mm	100 pezzi
MNL203015	carta da filtro MN640m - diam. 150 mm	100 pz
MNL203018	carta da filtro MN640m - diam. 185 mm	100 pz
MNL203024	carta da filtro MN640m - diam. 240 mm	100 pz
MNL203027	carta da filtro MN640m - diam. 270 mm	100 pz
MNL203032	carta da filtro MN640m - diam. 320 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

