

**Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 dd****Macherey Nagel**

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640dd è adatto a filtrazioni lente - etichetta blu - fettuccia verde.



Code	Description	Packaging
MNL206005	carta da filtro MN640dd - diam. 55 mm	100 pz
MNL206007	carta da filtro MN640dd - diam. 70 mm	100 pz
MNL206009	carta da filtro MN640dd - diam. 90 mm	100 PZ
MNL206011	carta da filtro MN640dd - diam. 110 mm	100 pz
MNL206012	carta da filtro MN640dd - diam. 125 mm	100 pz
MNL206015	carta da filtro MN640dd - diam. 150 mm	100 pz
MNL206018	carta da filtro MN640dd - diam. 185 mm	100 pz
MNL206024	carta da filtro MN640dd - diam. 240 mm	100 pz
MNL206027	carta da filtro MN640dd - diam. 270 mm	100 pz
MNL206032	carta da filtro MN640dd - diam. 320 mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

