


**Carta da filtro senza ceneri-Grado MN 640 de****Macherey Nagel**

Carta da filtro senza ceneri - particolarmente adatta ad analisi quantitative di routine - realizzata con polpa affinata per carta e linter - lavata con acido - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - contenuto di alfa-cellulosa pari a circa 95% - il tipo MN 640d è adatto a filtrazioni molto lente.



Code	Description	Packaging
MNL207005	carta da filtro MN640de - diam. 55 mm	100 pz
MNL207007	carta da filtro MN640de - diam. 70 mm	100 pz
MNL207009	carta da filtro MN640de - diam. 90 mm	100 pz
MNL207011	carta da filtro MN640de - diam. 110 mm	100 pz
MNL207012	carta da filtro MN640de - diam. 125 mm	100 pz
MNL207015	carta da filtro MN640de - diam. 150 mm	100 pz
MNL207018	carta da filtro MN640de - diam. 185 mm	100 pz
MNL207024	carta da filtro MN640de - diam. 240 mm	100 pz
MNL207027	carta da filtro MN640de - diam. 270 mm	100 pz
MNL207032	carta da filtro MN640de - diam. 320 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

