


**Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 w****Macherey Nagel**

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640w è adatto a filtrazioni veloci.



Code	Description	Packaging
MNL222005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 55 mm	100 pz
MNL222007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 70 mm	100 pz
MNL222009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 90 mm	100 pz
MNL222011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 110 mm	100 pz
MNL222012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 125 mm	100 pz
MNL222015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 150 mm	100 pz
MNL222018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 185 mm	100 pz
MNL222024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 240 mm	100 pz
MNL222027	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 270 mm	100 pz
MNL222032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640w - diam. 320 mm	100 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

