


**Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 m****Macherey Nagel**

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640m è adatto a filtrazioni medio-veloci.



Code	Description	Packaging
MNL223005	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 55 mm	100 pz
MNL223007	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 70 mm	100 pz
MNL223009	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 90 mm	100 pz
MNL223011	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 110 mm	100 pz
MNL223012	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 125 mm	100 pz
MNL223015	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 150 mm	100 pz
MNL223018	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 185 mm	100 pz
MNL223024	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 240 mm	100 pz
MNL223027	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 270 mm	100 pz
MNL223032	carta da filtro indurita s/ceneri MN1640m - diam. 320 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

