

**Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 md****Macherey Nagel**

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640md è adatto a filtrazioni medio-lente.



| Code | Description | Packaging |
|-----------|---|-----------|
| MNL224005 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 55 mm | 100 pz |
| MNL224007 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 70 mm | 100 pz |
| MNL224009 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 90 mm | 100 pz |
| MNL224011 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 110 mm | 100 pz |
| MNL224012 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 125 mm | 100 pz |
| MNL224015 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 150 mm | 100 pz |
| MNL224018 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 185 mm | 100 pz |
| MNL224024 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 240 mm | 100 pz |
| MNL224027 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 270 mm | 100 pz |
| MNL224032 | carta da filtro indurita s/ceneri MN1640md - diam. 320 mm | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

