

**Carta da filtro indurita senza ceneri-MN 1640 d****Macherey Nagel**

Carta da filtro indurita senza ceneri - realizzata con polpa affinata per carta e linter - i filtri senza ceneri sono costruiti con linter di cotone della più elevata qualità in condizioni controllate - contenuto di ceneri 0.01 % - per analisi quantitative di routine e per applicazioni analitico-gravimetriche - l'alta resistenza anche bagnata la rende particolarmente adatta quando è necessario rimuovere il residuo di filtrato rimasto sul filtro (per es. con una spatola o con un getto d'acqua) - il tipo MN 1640d è adatto a filtrazioni lente.



Code	Description	Packaging
MNL225005	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 55 mm	100 pz
MNL225007	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 70 mm	100 pz
MNL225009	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 90 mm	100 pz
MNL225011	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 110 mm	100 pz
MNL225012	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 125 mm	100 pz
MNL225015	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 150 mm	100 pz
MNL225018	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 185 mm	100 pz
MNL225024	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 240 mm	100 pz
MNL225027	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 270 mm	100 pz
MNL225032	carta da filtro indurita s/ceneri MN 1640 d - diam. 320 mm	100 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

