

**Filtri per siringa Jet Biofil#****JetBiofil**

Filtri per siringa - sterilizzati mediante raggi gamma - apirogeni - studiati specificamente per la filtrazione di terreni di coltura e solventi organici nella ricerca e nei laboratori industriali - in PES (polieteresulfone): bassa affinità per le proteine, adatti per pre-filtrazione e per la filtrazione di tamponi e terreni di coltura - confezionati singolarmente.



Code	Description	Packaging
FPE204030	filtri per siringa in PES - 0,22 µm - diam. 30 mm	45 pezzi
FPE404030	filtri per siringa in PES - 0,45 µm - diam. 30 mm	45 pezzi
FPE104013	Filtro per siringa, PES, pori 0,1 µm, Ø 13 mm	100 pezzi
FPE104025	Filtro per siringa, PES, pori 0,1 µm, Ø 25 mm	45 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

