

**Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645****Macherey Nagel**

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - grado standard - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Code	Description	Packaging
MNL645003	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x50 h mm	25 pz
MNL645004	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 15x100 h mm	25 pz
MNL645005	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 20x80 h mm	25 pz
MNL645006	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 22x80 h mm	25 pz
MNL645007	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x90 h mm	25 pz
MNL645008	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 23x100 h mm	25 pz
MNL645009	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x80 h mm	25 pz
MNL645010	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x100 h mm	25 pz
MNL645011	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 27x60 h mm	25 pz
MNL645013	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x100 h mm	25 pz
MNL645014	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x120 h mm	25 pz
MNL645015	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x80 h mm	25 pz
MNL645016	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 28x90 h mm	25 pz
MNL645017	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 29x100 h mm	25 pz
MNL645018	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x150 h mm	25 pz
MNL645019	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x60 h mm	25 pz
MNL645020	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x80 h mm	25 pz
MNL645021	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x90 h mm	25 pz
MNL645023	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 30x100 h mm	25 pz
MNL645024	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x118 h mm	25 pz



Code	Description	Packaging
MNL645025	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 31x130 h mm	25 pz
MNL645022	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x94 h mm	25 pz
MNL645026	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x205 h mm	25 pz
MNL645951	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 33x80 h mm	25 pz
MNL645027	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x120 h mm	25 pz
MNL645028	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 34x150 h mm	25 pz
MNL645029	ditali MN 645 - spess. 1,5 mm - diam. int. 38x200 h mm	25 pz
MNL645030	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x150 h mm	25 pz
MNL645031	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 40x123 h mm	25 pz
MNL645032	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 43x130 h mm	25 pz
MNL645033	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x145 h mm	25 pz
MNL645034	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x200 h mm	25 pz
MNL645035	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 48x230 h mm	25 pz
MNL645036	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x145 h mm	25 pz
MNL645037	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 51x180 h mm	25 pz
MNL645040	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 55x275 h mm	25 pz
MNL645038	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 57x315 h mm	25 pz
MNL645039	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 60x180 h mm	25 pz
MNL645042	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 68x250 h mm	25 pz
MNL645043	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 70x330 h mm	25 pz



Code	Description	Packaging
MNL645041	ditali MN 645 - spess. 2 mm - diam. int. 75x160 h mm	25 pz
MNL645001	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 8x40 h mm	25 pz
MNL645002	ditali MN 645 - spess. 1 mm - diam. int. 9x50 h mm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

