

**Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 D****Macherey Nagel**

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con coperchio per evitare la fuoriuscita del contenuto - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Code	Description	Packaging
MNL645220	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x80 h mm	25 pz
MNL645223	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x100 h mm	25 pz
MNL645225	ditali MN 645 D - spessore 1,5 mm - diam. interno 31x130 h mm	25 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

