

**Ditali in cellulosa per estrazione-MN 645 R****Macherey Nagel**

Ditali da estrazione realizzati con cellulosa pura - con collo a tenuta e due cavità allungate, sui lati opposti rispetto al collo, per l'analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell'aria di ambienti interni - conformi alla DIN 12449: indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604 - ideali per trattenere materiale solido dal quale è possibile estrarre certe sostanze usando un appropriato solvente - utili nell'analisi di aria e gas per campionare particelle (polvere).



Code	Description	Packaging
MNL645500	ditali MN 645 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

