

**Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649****Macherey Nagel**

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve termine, fino a 500 °C - ritenzione di particelle molto elevata - per l'analisi delle polveri nei gas di scarico caldi - i ditali da estrazione secondo DIN 12449, sono indicati per estrattori dal volume nominale definito secondo DIN 12602 e 12604.



Code	Description	Packaging
MNL649103	ditali MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 15x50 h mm	25 pz
MNL649104	ditali MN 649 - spessore 1 mm - diam. interno 16x100 h mm	25 pz
MNL649106	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 22x80 h mm	25 pz
MNL649107	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x90 h mm	25 pz
MNL649108	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 23x100 h mm	25 pz
MNL649109	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 27x80 h mm	25 pz
MNL649111	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x60 h mm	25 pz
MNL649114	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 28x120 h mm	25 pz
MNL649118	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 30x150 h mm	25 pz
MNL649120	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x80 h mm	25 pz
MNL649121	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x90 h mm	25 pz
MNL649122	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x94 h mm	25 pz
MNL649123	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x100 h mm	25 pz
MNL649124	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x118 h mm	25 pz
MNL649126	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 33x205 h mm	25 pz
MNL649128	ditali MN 649 - spessore 1,5 mm - diam. interno 35x150 h mm	25 pz
MNL649131	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 43x123 h mm	25 pz
MNL649135	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 48x230 h mm	25 pz
MNL649138	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 57x315 h mm	25 pz
MNL649143	ditali MN 649 - spessore 2 mm - diam. interno 75x330 h mm	25 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

