

**Ditali in vetro borosilicato per estrazione-MN 649R****Macherey Nagel**

Ditali da estrazione realizzati con microfibra di vetro - senza leganti - resistenza alla temperatura, a breve termine, fino a 500 °C - ritenzione di particelle molto elevata - con collo a tenuta e due cavità allungate, sui lati opposti rispetto al collo - per l'analisi delle polveri nei gas industriali, nei gas di scarico e nell'aria d'ambienti interni.



Code	Description	Packaging
MNL649500	ditali MN 649 R - spessore 102 mm - diam. interno 79x155 h mm	25 pz
MNL649501	ditali MN 649 R - spessore 50 mm - diam. interno 27x55 h mm	25 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

