


**Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G****Macherey Nagel**

Lastra con strato in gel di silice 60 SIL G - superficie specifica (BET) di 500 m²/g circa - dimensioni pori: 60 Å - volume di porosità specifico di 0,75 mL/g - granulometrica compresa tra 5 e 17 µm - come sostanze luminescenti vengono utilizzati silicato di zinco attivato al manganese, per la luce UV a onde corte (254 nm) e un pigmento luminoso inorganico speciale, per la luce UV ad onde lunghe (366 nm) - come legante vengono utilizzati prodotti che resistono a quasi tutti i solventi organici e a reagenti di prova particolarmente aggressivi.



Code	Description	Packaging
MNL805017	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 500x20 cm - UV254	1 pz
MNL805021	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm - UV 254	50 pz
MNL805022	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm - UV 254	50 pz
MNL805023	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm - UV 254	25 pz
MNL805024	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm - UV254	25 pz
MNL805901	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm - UV254	200 pz
MNL809053	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm - UV254	
MNL809121	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 5x20 cm - UV254+UV366	
MNL809122	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 10x20 cm - UV254+UV366	
MNL809123	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,25 mm - dim. 20x20 cm - UV254+UV366	
MNL805012	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 5x20 cm	50 pz
MNL805013	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 20x20 cm	25 pz
MNL805014	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 40x20 cm	25 pz
MNL805032	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 4x8 cm	50 pz
MNL805902	lastra TLC - supporto: poliestere - spess. 0,2 mm - dim. 2,5x7,5 cm	200 pz
MNL809051	lastra TLC - supporto: vetro - spess. 0,5 mm - dim. 20x20 cm	





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

