

**Valvola d'arresto per vuoto****BRAND**

Valvola d'arresto per vuoto, in PE-HD - impedisce il reflusso dell'acqua in caso di diminuzione della pressione - valvola a disco di FKM non indicata per applicazioni sotto pressione - attacco conico per tubi con diametro 6-9 mm - lunghezza 80 mm.



Code	Description	Packaging
FB4134002	valvola d'arresto per vuoto - per tubi diam. int. 6-9 mm	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

