

**Detergente per lavavetreria Ausilab 210****CARLO ERBA Reagents**

Detergente per lavavetreria Ausilab 210 - detergente in polvere ad alto potere sgrassante, per uso in lavavetreria - colore bianco - formulazione: oltre il 30% fosfati, meno del 5% tensioattivi non ionici - diluire in acqua a seconda del grado di residui - compatibile per il lavaggio di tutti gli utensili di laboratorio in lavavetreria - progettato per la pulizia di macchine industriali a qualsiasi temperatura, garantisce l'eliminazione di tutti i tipi di rifiuti organici - non corrosivo su materiale da laboratorio - utilizzare il prodotto ad una concentrazione da 2 a 6 grammi per litro a seconda della durezza dell'acqua e del grado di sporco - fornito in confezione da 8 kg.



Code	Description	Packaging
FG201138	Detergente per lavavetreria Ausilab 210	8 kg



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

