

**Detergente per lavavetreria Ausilab 250****CARLO ERBA Reagents**

Detergente per lavavetreria Ausilab 250 - disincrostante acido - colore: trasparente - liquido - densità: $1,16 \pm 0,05$ g/mL - oltre il 30% di acidi organici - privo di additivi - per lavastoviglie con dosaggio automatico - studiato per rimuovere calcare, residui di pulitura, grassi in macchinari e strumenti di laboratorio - utilizzato come agente di prelavaggio, ideale per la rimozione di residui organici, proteine, basi e ammine - compatibile con la maggior parte dei metalli, plastiche, vetro e superfici in ceramica - a seconda del livello di residui, il dosaggio varierà tra 0,1 e 0,4% ad una temperatura di 60 °C - si raccomanda di effettuare un risciacquo finale con acqua pulita per rimuovere il prodotto da residui di acido - fornito in confezione da 20 kg, ciascuna contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.



Code	Description	Packaging
FG201139	Detergente per lavavetreria Ausilab 250	4x5 kg



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

