

**Detergente per lavavetreria Ausilab 280****CARLO ERBA Reagents**

Detergente per lavavetreria Ausilab 280 - liquido alcalino privo di additivi, biodegradabile, non crea schiuma, ideale per il lavaggio di materiali molto sporchi - per lavastoviglie a dosaggio automatico - colore: trasparente - densità: $12,5 \pm 0,5$ g/mL - formulazione: oltre il 30% E.D.T.A., tra il 5 e il 15% di NaOH - compatibile con metalli, plastiche, vetro e ceramica, è sconsigliato l'utilizzo su materiali quali: alluminio, zinco e stagno - utilizzare ad una concentrazione di 0,1-0,4% e ad una temperatura che varia tra i 50 e gli 80 °C - consigliato un risciacquo finale per eliminare residui alcalini - prodotto adatto per l'uso nell'industria alimentare - fornito in confezione da 20 kg, ciascuna contenente 4 fusti da 5 kg cadauno.



Code	Description	Packaging
FG201151	Detergente per lavavetreteria Ausilab 280	4x5 kg



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

