

**Detergente per lavavetreria Ausilab 290****CARLO ERBA Reagents**

Detergente per lavavetreria Ausilab 290 - per lavastoviglie con dosaggio automatico - liquido alcalino con disperdenti, senza tensioattivi, biodegradabile per oltre il 90%, non produce schiuma - colore: giallo, limpido - densità: $1,28 \pm 0,05$ g/mL - formulazione: oltre il 30% citrati e gluconati, tra il 5 e il 15% di NaOH - adatto per il lavaggio di materiali molto sporchi con depositi organici - compatibile con metalli, plastiche, vetro e superfici ceramiche - non utilizzare su alluminio, zinco e stagno - impiegare ad una concentrazione di 0,1-0,4% e ad una temperatura di 50 a 80 °C - è preferibile un risciacquo finale per eliminare residui alcalini - fornito in confezione da 24 kg, ciascuna contenente 4 fusti da 6 kg cadauno.



Code	Description	Packaging
FG201200	Detergente per lavavetreria Ausilab 290	24 kg



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

