

**Strisce analitiche QUANTOFIX®****Macherey Nagel**

Strisce analitiche QUANTOFIX - supporti analitici rapidi e semplici per una prima indagine degli inquinanti - la striscia è costituita da un rettangolo in materiale plastico dello spessore di 0,2 mm al quale è stato saldato, nella parte inferiore, una banda reattiva di carta analitica - le dimensioni della banda reattiva permettono un chiaro confronto con le bande colorimetriche della scala di confronto riportata sulla confezione - lunghezza delle strisce sufficiente per un facile utilizzo anche in caso di soluzioni corrosive o pericolose - il gel di silice contenuto nel tappo di chiusura della scatola assorbe l'umidità garantendo la stabilità del prodotto nel tempo - per la determinazione degli inquinanti basta immergere la striscia nel liquido da esaminare e confrontare il colore con il campione riportato sulla scatola - in caso di interferenze è necessario precipitarle o mascherarle - una confezione contiene 100 strisce di dimensione 6x95 mm.



Code	Description	Packaging
MNL91339	strisce QUANTOFIX® per cloro in basse concentrazioni, range: 0 - 0.1 - 0.5 - 1 - 3 - 10 mg/L Cl ₂ (totale) (visivo), 0.1–10 mg/L Cl ₂ (strumentale)	100 strips
MNL91301	strisce QUANTOFIX® per cromati, range 0 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L CrO ₄ ²⁻ (visivo)	100 strips
MNL91304	strisce QUANTOFIX® per rame, range: 0 - 10 - 30 - 100 - 300 mg/L Cu ^{+/2+}	100 strips
MNL91318	strisce QUANTOFIX® per cianuri, range: 0 - 1 - 3 - 10 - 30 mg/L CN ⁻ (visivo)	100 strips
MNL91336	strisce QUANTOFIX® per LubriCheck, range: 0 - 15 - 50 - 75 - 130 - 200 mmol/L KOH (visivo)	100 strips
MNL91313	strisce QUANTOFIX® per nitrati/nitriti, range visivo: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L NO ₃ ⁻ / 0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L NO ₂ ⁻ , range strumentale: 10–500 mg/L NO ₃ ⁻ / 0.5–80 mg/L NO ₂ ⁻	100 strips
MNL91311	strisce QUANTOFIX® per nitriti 80, 0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L NO ₂ ⁻ (visivo), 0.5–80 mg/L NO ₂ ⁻ (strumentale)	100 strips
MNL91322	strisce QUANTOFIX® per nitriti 3000, range: 0 - 0.1 - 0.3 - 0.6 - 1 - 2 - 3 g/L NO ₂ ⁻ (visivo)	100 strips
MNL91338	strisce QUANTOFIX® per nitriti/pH, range nitriti: 0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/L NO ₂ ⁻ / pH: 6.0 - 6.4 - 6.7 - 7.0 - 7.3 - 7.6 - 7.9 - 8.2 - 8.4 - 8.6 - 8.8 - 9.0 - 9.3 - 9.6 (visivo)	100 strips
MNL91312	strisce QUANTOFIX® per perossidi 100 - range: 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L H ₂ O ₂ (visivo), 1–100 mg/L H ₂ O ₂ (strumentale)	100 strips
MNL91333	strisce QUANTOFIX® per perossidi 1000, range: 0 - 50 - 150 - 300 - 500 - 800 - 1000 mg/L H ₂ O ₂ (visivo), 50–1000 mg/L H ₂ O ₂ (strumentale)	100 strips
MNL91319	strisce QUANTOFIX® per perossidi 25, range: 0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/L H ₂ O ₂ (visivo), 0.5–25 mg/L H ₂ O ₂ (strumentale)	100 strips
MNL91320	strisce QUANTOFIX® per fosfati, range: 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L PO ₄ ³⁻ (visivo)	100 strips
MNL91356	strisce QUANTOFIX® per fosfato 10, range: 0 - 0.5 - 2.0 - 5.0 - 10.0 mg/L PO ₄ ³⁻ (visivo)	50 strips
MNL91337	strisce QUANTOFIX® QUAT, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L benzalconio cloruro	100 strips
MNL91350	strisce QUANTOFIX® per argento, range: 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7 - 10 g/L Ag ⁺ (visivo)	100 strips



Code	Description	Packaging
MNL91329	strisce QUANTOFIX® per solfato, range: < 200 - > 400 - > 800 - > 1200 - > 1600 mg/L SO ₄ 2- (visivo)	100 strips
MNL91306	strisce QUANTOFIX® per solfiti, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L SO ₃ 2- (visivo), 10-500 mg/L SO ₃ 2- (strumentale), 100 test	100 strips
MNL91354	Strisce QUANTOFIX® per cloro 500, range: 0 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/L Cl ₂	100 test
MNL91355	strisce QUANTOFIX® biossido di cloro 15, range: 0 - 0.25 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 - 15 mg/L ClO ₂ (visivo)	50 strips
MNL91360	strisce QUANTOFIX® per cloro libero, range 0-0.05-0.1-0.2-0.4 -0.8 - 1.2 mg/L Cl	50 test
MNL91307	strisce QUANTOFIX® per alluminio, range: 0 - 5 - 20 - 50 - 200 - 500 mg/L Al ³⁺ (visivo)	100 strips
MNL91315	strisce QUANTOFIX® per ammonio, 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/L NH ₄ + (visivo), 10-350 mg/L NH ₄ + (strumentale)	100 strips
MNL91345	strisce QUANTOFIX® per arsenico sensibile, range: 0 - 0.005 - 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.25 - 0.5 mg/L As ^{3+/5+} (visivo)	100 strips
MNL91334	strisce QUANTOFIX® per arsenico 10, range: 0 - 0.01 - 0.025 - 0.05 - 0.1 - 0.5 mg/L As ^{3+/5+} (visivo)	100 strips
MNL91332	strisce QUANTOFIX® per arsenico 50, range: 0 - 0.05 - 0.1 - 0.5 - 1.0 - 1.7 - 3.0 mg/L As ^{3+/5+} (visivo)	100 strips
MNL91314	strisce QUANTOFIX® per acido ascorbico, range: 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 500 - 700 - 1000 - 2000 mg/L vitamina C (visivo), 25-1000 mg/L vitamina C (strumentale)	100 strips
MNL91324	strisce QUANTOFIX® per calcio, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L Ca ²⁺ (visivo)	60 strips
MNL91323	strisce QUANTOFIX® per durezza carbonatica, 0 - 3.8 - 7.5 - 12.5 - 18.8 - 25.0 °e (visivo)	100 strips
MNL91321	strisce QUANTOFIX® per cloruri, range: 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 3000 mg/L Cl-	100 strips
MNL91357	Strisce QUANTOFIX® per diossido di cloro 3000, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 mg/L ClO ₂	100 test
MNL91317	strisce QUANTOFIX® per cloro, 0 - 1 - 3 - 10 - 30 - 100 mg/L Cl ₂ (libero)	100 strips
MNL91303	strisce QUANTOFIX® per cobalto, range 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Co ²⁺ (visivo)	100 strips
MNL91335	strisce QUANTOFIX® per EDTA, range: 0 - 100 - 200 - 300 - 400 mg/L EDTA (visivo)	100 strips



Code	Description	Packaging
MNL91328	strisce QUANTOFIX® per formaldeide, range: 0 - 10 - 20 - 40 - 60 - 100 - 200 mg/L HCHO (visivo), 10–200mg/L HCHO (strumentale)	100 strips
MNL91348	strisce QUANTOFIX® per glucosio, range: 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg/L glucosio (visivo), 50–2000 mg/L glucosio (strumentale)	100 strips
MNL91343	strisce QUANTOFIX® per glutaraldeide, range: 0 - 0.5 - 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 % glutaraldeide (visivo)	100 strips
MNL91359	strisce QUANTOFIX® Semi-quantitative, per ferro, Sensitive 1, range: 0-0.05-0.1-0.2-0.5-1.0 mg/L Fe ²⁺ ³	25 pz
MNL91325	strisce QUANTOFIX® per molibdeno, range: 0 - 5 - 20 - 50 - 100 - 250 mg/L Mo6+ (visivo)	100 strips
MNL91305	strisce QUANTOFIX® per nichel, 0 - 10 - 25 - 350 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Ni2+ (visivo)	100 strips
MNL91351	strisce QUANTOFIX® per nitrati 100, range visivo: 0 - 5 - 10 - 25 - 50 - 75 - 100 mg/L NO ₃ – / 0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 mg/L NO ₂ –, range strumentale: 3–100 mg/L NO ₃ – / 0.5–50 mg/L NO ₂ –	100 strips
MNL91342	strisce QUANTOFIX® per acido peracetico 2000, range: 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/L acido peracetico (visivo), 500–2000 mg/L acido peracetico (strumentale)	100 strips
MNL91340	strisce QUANTOFIX® per acido peracetico 50, range: 0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/L acido peracetico (visivo), 5–50 mg/L acido peracetico (strumentale)	100 strips
MNL91341	strisce QUANTOFIX® per acido peracetico 500, range: 0 - 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 mg/L acido peracetico (visivo), 50–500 mg/L acido peracetico (strumentale)	100 strips
MNL91316	strisce QUANTOFIX® per potassio, range: 0 - 200 - 400 - 700 - 1000 - 1500 mg/L K+ (visivo)	100 strips
MNL91309	strisce QUANTOFIX® per stagno, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L Sn2+ (visivo)	100 strips
MNL91344	strisce QUANTOFIX® per ferro totale 100, range: 0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L Fe2+/3+ (visivo)	100 strips
MNL91330	strisce QUANTOFIX® per ferro totale 1000, 0 - 5 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/L Fe2+/3+ (visivo)	100 strips
MNL91310	strisce QUANTOFIX® per zinco, 0 - 2 - 5 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/L Zn2+ (visivo)	100 strips



Code	Description	Packaging
MNL91326	strisce QUANTOFIX® Multistick per acquari (durezza totale, durezza carbonato, pH), durezza tot.: 0 - 6.3 - 12.5 - 18.8 - 25.0 - 31.3 °e / durezza carbonati: 0 - 3.8 - 7.5 - 12.5 - 18.8 - 25 °e / pH 6.4 - 6.8 - 7.2 - 7.6 - 8.0 - 8.4	100 strips
MNL91349	strisce QUANTOFIX® per ossigeno attivo (potassio monopersulfato), range: 0 - 4 - 8 - 15 - 25 mg/L KMPS (visivo)	100 strips
MNL91353	strisce QUANTOFIX® per acidità totale, range di misura: visivo 0 · 2 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 g/L acido citrico, strumentale 2–5 g/L acido citrico	100 pz
MNL913918	strisce QUANTOFIX® per nitrato, range: 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/L NO ₃ – (senza scala colore nitrito, ma con test pad nitrito), il confezionamento di intende 3x50 strips	3x50 strips
MNL91327	strisce QUANTOFIX® Multistick per acquari, durezza totale: 0 - 6.3 - 12.5 - 18.8 - 25.0 - 31.3 °e / durezza carbonati: 0 - 3.8 - 7.5 - 12.5 - 18.8 - 25 °e / pH 6.4 - 6.8 - 7.2 - 7.6 - 8.0 - 8.4	25 strips

