

**Ancoretta cilindrica****BRAND**

Ancoretta magnetica cilindrica - forma arrotondata - superficie liscia - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - per applicazioni universali - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
FB4137107	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x8 lungh. mm	10 pz.
FB4137111	ancoretta in PTFE - diam. 1,7x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137101	ancoretta in PTFE - diam. 3,5x3,5 lungh. mm	10 pz.
FB4137100	ancoretta in PTFE - diam. 2,5x2,5 lungh. mm	10 pz.
FB4137155	ancoretta in PTFE - diam. 27x108 lungh. mm - lati piani	1 pz.
FB4137160	ancoretta in PTFE - diam. 27x159 lungh. mm - lati piani	1 pz.
FB4137103	ancoretta in PTFE - diam. 3x6 lungh. mm	10 pz.
FB4137104	ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm	10 pz.
FB4137108	ancoretta in PTFE - diam. 3x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137109	ancoretta in PTFE - diam. 3x13 lungh. mm	10 pz.
FB4137105	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm	10 pz.
FB4137110	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137113	ancoretta in PTFE - diam. 6x10 lungh. mm	10 pz.
FB4137114	ancoretta in PTFE - diam. 6x15 lungh. mm	10 pz.
FB4137115	ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm	10 pz.
FB4137120	ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm	10 pz.
FB4137125	ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm	10 pz.
FB4137127	ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm	10 pz.
FB4137102	ancoretta in PTFE - diam. 2x5 lungh. mm	10 pz.
FB4137130	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm	10 pz.



Code	Description	Packaging
FB4137132	ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm	10 pz.
FB4137135	ancoretta in PTFE - diam. 8x50 lungh. mm	10 pz.
FB4137140	ancoretta in PTFE - diam. 9x60 lungh. mm	10 pz.
FB4137145	ancoretta in PTFE - diam. 9x70 lungh. mm	10 pz.
FB4137150	ancoretta in PTFE - diam. 9x80 ungh. mm	10 pz.
FB4137106	ancoretta in PTFE - diam. 2x7 lungh. mm	10 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

