

**Bottiglia in PFA collo largo****BRAND**

Bottiglia in PFA - autoclavabile - per la conservazione a lungo termine dei solventi e degli standard di riferimento (per analisi di tracce) - tappo a vite in PFA con raccordo di tenuta integrato e filettatura a dente di sega - facile da pulire - resistente a temperature da -200 °C a +260 °C.



Code	Description	Packaging
FB4128762	bottiglia in PFA - 1000 mL - S 40 - diam. 96x217 h mm	1 pz.
FB4128764	bottiglia in PFA - 2000 mL - S 40 - diam. 130x245 h mm	1 pz.
FB4128748	bottiglia in PFA - 250 mL - S 40 - diam. 61x150 h mm	1 pz.
FB4128754	bottiglia in PFA - 500 mL - S 40 - diam. 76x179 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

