

**Spruzzetta a collo stretto****BRAND**

Spruzzetta a collo stretto - bottiglia in PFA di grado tecnico, con tappo a vite in ETFE e spruzzetta in FEP - contengono un certo tenore di PFA riciclato proveniente dal processo di produzione - il diametro dell'ugello può essere aumentato tagliando la cannula - alta resistenza a temperature e sostanze chimiche.



Code	Description	Packaging
FB4143848	spruzzetta collo stretto - 250 mL - GL25 - Ø61x157 h mm	1 pz.
FB4143854	spruzzetta collo stretto - 500 mL - GL25 - Ø76x189 h mm	1 pz.
FB4143862	spruzzetta collo stretto - 1000 mL - GL32 - Ø96x233 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

