

**Dosatore con Bottiglia****BRAND**

Dosatore automatico con o senza bottiglia (solo tappo dosatore) - tappo dosatore in boro 3.3 - bottiglia in vetro borosilicato 4.1, capacità 1000 mL - cono SN 29/32 - calibrato per scolamento (Ex) - iscrizioni in verde smaltato - dosatore automatico particolarment e adatto per il dosaggio di sospensioni.



Code	Description	Packaging
FB443055	tappo dosatore - 5 mL $\pm$ 1,0 mL	1 pz.
FB443058	tappo dosatore - 10 mL $\pm$ 1,0 mL	1 pz.
FB443066	tappo dosatore - 20 mL $\pm$ 2,0 mL	1 pz.
FB443070	tappo dosatore - 25 mL $\pm$ 2,5 mL	1 pz.
FB443078	tappo dosatore - 50 mL $\pm$ 5 mL	1 pz.
FB443088	tappo dosatore - 100 mL $\pm$ 10 mL	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

