

**Buretta ambrata Classe B rubinetto PTFE****BRAND**

Buretta in vetro ambrato tipo Silberbrand: tratti di taratura corti, lettura al livello inferiore del menisco - in vetro borosilicato 5.4 - per il tipo da 25 mL i limiti di errore corrispondono alla classe B secondo DIN EN ISO 385, 50 mL classe B secondo DIN EN ISO 385 - graduazioni e iscrizioni smaltate bianche ad elevato contrasto - calibrata per scolamento (Ex) - rubinetto diritto con maschio in PTFE, guarnizione e dado di ritegno.



Code	Description	Packaging
FB413536	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 25 mL	2 pz.
FB413538	buretta ambrata classe B - rubinetto dritto in PTFE - cap. 50 mL	2 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

