

**Buretta di Pellet Classe AS - 1 Rubinetto in PTFE****BRAND**

Buretta automatica in vetro boro 3.3 - modello Pellet - senza rubinetto intermedio - tipo Blaubrand - classe AS - conformità certificata - in accordo con DIN EN ISO 385 - calibrata per scolamento (Ex) - striscia Schellbach - con rubinetto di titolazione a spillo in PTFE - azzeramento automatico - altezza totale circa 1 m inclusa bottiglia da 2000 mL (vetro soda-calcico) - disponibile con o senza bottiglia - certificato del lotto incluso.



Code	Description	Packaging
FB422521	buretta Pellet Classe AS - 10 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422522	buretta Pellet Classe AS - 25 mL - senza bottiglia	1 pz.
FB422523	buretta Pellet Classe AS - 50 mL - senza bottiglia	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

