


**Accessori - cera per capillari****BRAND**

Cera vinilica per capillari - non essiccante - contenuta in un vassoio di plastica - per sigillare rapidamente e senza rischi centinaia di capillari per ematocrito - fino a 24 capillari possono essere collocati verticalmente nei lati numerati della piastra - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente - confezione da 10 pezzi.



Code	Description	Packaging
FB4749510	cera sigilla-capillari	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

