

**Pipetta sierologica mini in plastica****JetBiofil**

Pipetta sierologica - in PS - sterile - confezione singola carta-plastica - per dispensazione liquidi in condizioni di spazio limitato - più corte delle pipette normali - disponibili in 3 differenti volumi: 5 mL, 10 mL, 25 mL - anello colorato per una veloce identificazione del volume.



Code	Description	Packaging
GSP010205	pipetta mini 5 mL - grad. 1/10 - anello blu	200 pezzi
GSP010210	pipetta mini 10 mL - grad. 2/10 - anello arancione	150 pezzi
GSP010225	pipetta mini 25 mL - grad. 5/10 - anello rosso	100 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

