



## Pipetta sierologica sterile in plastica

Pipetta serologica in polistirolo - sterile - apirogena - per la dispensazione o la miscelazione di liquidi - graduazione bidirezionale e negativa - accuratezza  $\pm 2\%$  - codice colore per una facile identificazione - cotonata - confezione singola in plastica/carta.



| Code      | Description                                                                         | Packaging |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GSP010001 | pipetta sterile 1 mL - grad. 1/100 mL, neg. -0,3 mL - 268,5±2 mm - anello giallo    | 500 pezzi |
| GSP010002 | pipetta sterile 2 mL - grad. 1/50 mL, neg. -0,6 mL - 272±2 mm - anello verde        | 500 pezzi |
| GSP010005 | pipetta sterile 5 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 341±2 mm - anello blu            | 200 pezzi |
| GSP010025 | pipetta sterile 25 mL - grad. 2/10 mL, neg. -8 mL - 308,5±2 mm - anello rosso       | 150 pezzi |
| GSP010050 | pipetta sterile 50 mL - grad. 5/10 mL, neg. -10 mL - 346,2±2 mm - anello viola      | 100 pezzi |
| GSP010100 | pipetta sterile 100 mL - grad. 1 mL - anello rosa                                   | 50 pz     |
| GSP010110 | pipetta sterile 10 mL foro largo - 1/10mL, neg. -3mL - 346,3±2mm - anello arancione | 200 pezzi |
| GSP211010 | pipetta sterile 10 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 346,3±2 mm - anello arancione   | 200 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

