



Pipetta sierologica sterile in plastica

Pipetta serologica in polistirolo - sterile - apirogena - per la dispensazione o la miscelazione di liquidi - graduazione bidirezionale e negativa - accuratezza $\pm 2\%$ - codice colore per una facile identificazione - cotonata - confezione singola in plastica/carta.



Code	Description	Packaging
GSP010001	pipetta sterile 1 mL - grad. 1/100 mL, neg. -0,3 mL - 268,5±2 mm - anello giallo	500 pezzi
GSP010002	pipetta sterile 2 mL - grad. 1/50 mL, neg. -0,6 mL - 272±2 mm - anello verde	500 pezzi
GSP010005	pipetta sterile 5 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 341±2 mm - anello blu	200 pezzi
GSP010025	pipetta sterile 25 mL - grad. 2/10 mL, neg. -8 mL - 308,5±2 mm - anello rosso	150 pezzi
GSP010050	pipetta sterile 50 mL - grad. 5/10 mL, neg. -10 mL - 346,2±2 mm - anello viola	100 pezzi
GSP010100	pipetta sterile 100 mL - grad. 1 mL - anello rosa	50 pz
GSP010110	pipetta sterile 10 mL foro largo - 1/10mL, neg. -3mL - 346,3±2mm - anello arancione	200 pezzi
GSP211010	pipetta sterile 10 mL - grad. 1/10 mL, neg. -3 mL - 346,3±2 mm - anello arancione	200 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

