

**Pipetta tarata in PP****BRAND**

Pipetta in polipropilene - elevata trasparenza - ad un tratto - scolamento totale - anelli di taratura e indicazioni in blu - resistente alla rottura - calibrata per scolamento (Ex) - il riscaldamento fino a 60 °C non produce alcun superamento permanente dei limiti di errore - per preservare la graduazione si raccomanda una temperatura massima di 60 °C durante il lavaggio.



Code	Description	Packaging
FB430002	pipetta tarata in PP - 1 mL	12 pz.
FB430012	pipetta tarata in PP - 10 mL	6 pz.
FB430003	pipetta tarata in PP - 2 mL	12 pz.
FB430015	pipetta tarata in PP - 25 mL	6 pz.
FB430007	pipetta tarata in PP - 5 mL	6 pz.
FB430018	pipetta tarata in PP - 50 mL	6 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

