

**Pipette Pasteur in vetro****BRAND**

Pipette monouso in vetro soda-calcico, modello Pasteur - conformi alla ISO 7712 - un'estremità del tubo a forma di puntale l'altra estremità a forma di strozzatura per inserimento tampone di cotone - capacità approssimativa 2 mL - diametro interno della punta 1 mm - diametro esterno 7 mm - per la lunghezza totale 145 mm la lunghezza punta è 45 mm; per la lunghezza totale 225 mm la lunghezza punta è 120 mm.



Code	Description	Packaging
FB4747715	pasteur in vetro - lungh. 145 mm	1000 pz.
FB4747720	pasteur in vetro - lungh. 225 mm	1000 pz.



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

