

**Lavapipette automatico****BRAND**

Lavapipette con scarico automatico - da utilizzare con i canestri portapipette in polietilene e polipropilene - sistema di alta qualità e grande velocità - il modello FB429125 può lavare pipette da 100 mL o burette di Mohr - risolve il problema di lavare in modo rapido e sicuro, anche in laboratori nei quali si fa uso di prodotti radioattivi, corrosivi o tossici - lo svuotamento a sifone permette un continuo ricambio dell'acqua - fondo in polietilene elastico: elimina il rischio di rottura delle pipette - si può usare un contenitore con due o tre canestri in modo da effettuare l'ammollo di due o tre gruppi di vetreria contemporaneamente - il bordo superiore è dotato di anello protettivo che elimina ogni spigolosità e fornisce una base di fissaggio per il portagomma - il cestello è stato dotato di anello ad altezza regolabile per tenere raggruppate le pipette durante l'estrazione dei lavapipette - set suggerito: pipette 1x FB429120 / 2x FB429010 / 1x FB429215; burette 1x FB429125 / 2x FB429010 / 2x FB429010 / 1x FB429215.



Code	Description	Packaging
FB429010	cestello per pipette 460 mm - Ø base 145x280 h mm - h c/maniglia: 645 mm	1 pz.
FB429120	lavapipette x pipette 460 mm - 13 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x740 h mm	1 pz.
FB429125	lavapipette x pipette 600 mm - 17 L - Ø int. 150 mm - Ø base 315x1000 h mm	1 pz.
FB429210	contenitore x pipette 460 mm - 10 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x510 h mm	1 pz.
FB429215	contenitore x pipette 600 mm - 12,5 L - Ø int. 150 mm - Ø base 240x660 h mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

