

**Microprovetta - velocità massima 10000 RCF****BRAND**

Microprovetta in polipropilene - con tappo - autoclavabile 121 °C per 20 minuti - membrana del tappo di spessore uniformemente costante, per assicurare un perforamento senza problemi - resiste a RCF fino a 10000xg a 20°C per un tempo massimo di 20 minuti.



Code	Description	Packaging
FB4780507	microprovetta in PP - max 10000 RCF - 0,5 mL - colore neutro	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

