

**Microprovetta graduata con tappo vincolato****BRAND**

Microprovetta in polipropilene - non sterile - graduata - con tappo in polipropilene filettato e vincolato - solo 1/4 di giro per aprire e chiudere il tappo - eccellente tenuta del tappo filettato con guarnizione in silicone - con area bianca di scrittura - resiste da -196 °C a + 121 °C - indicata per congelare campioni nella fase gassosa con azoto liquido a temperature fino a -196°C - resiste a RCF fino a 17.000 a 20 °C per 20 minuti - ideale per siero e campioni di sangue, per scaldare, centrifugare, ecc. - disponibili separatamente inserti colorati in polipropilene - gli inserti colorati (PP), posti nel tappo, facilitano l'identificazione (ordinare separatamente).



Code	Description	Packaging
FB4780710	microprovetta - tappo vincolato - 0,5 mL - NON graduata	1000 pz.
FB4780711	microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 1,5 mL	1000 pz.
FB4780712	microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 1,5 mL	1000 pz.
FB4780714	microprovetta graduata - tappo rotondo vincolato - 2 mL	1000 pz.
FB4780713	microprovetta graduata - tappo piatto vincolato - 2 mL	1000 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

