

**Microprovetta Easy Flip - velocità massima 25000 rpm****JetBiofil**

Microprovetta da centrifuga Easy Flip# - 1,5 mL - velocità di centrifugazione massima: 25000 rpm - in PP - autoclavabile - refrigera bile fino a -80 °C - a tenuta durante l'ebollizione - con tappo vincolato apribile con una sola mano - graduata.



Code	Description	Packaging
CFT003015	microprovetta da centrifuga - 1,5 mL - sterile	500 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

