

**Microprovetta Easy Flip - velocità massima 25000 rpm****JetBiofil**

Microprovetta da centrifuga Easy Flip# - 1,5 mL - velocità di centrifugazione massima: 25000 rpm - in PP - autoclavabile - refrigera bile fino a -80 °C - a tenuta durante l'ebollizione - con tappo vincolato apribile con una sola mano - graduata.



| Code      | Description                                    | Packaging |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| CFT003015 | microprovetta da centrifuga - 1,5 mL - sterile | 500 pezzi |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

