


**Microprovetta graduata Safelock****Thermo Scientific**

Microprovetta per centrifuga con tappo Safe-Lock: la sicurezza di un tappo a vite e la facilità d'uso di un tappo a pressione - maggiore sicurezza durante la centrifugazione - posizionare l'uncino nell'apposito incavo per prevenire l'apertura accidentale, l'evaporazione e preservare l'integrità del campione - apribile utilizzando una sola mano: riduce la possibilità di stress da movimenti ripetitivi - superficie liscia: evita la rottura dei guanti - i segni di graduazione sulla microprovetta facilitano la stima della quantità di campione - realizzata in polipropilene di alta qualità - integrità e sicurezza durante ebollizione, congelamento, incubazione e centrifugazione - i tipi sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi DNA, ATP, bioburden e endotossine - i tipi non sterili sono certificati esenti da RNasi, DNasi, DNA e pirogeni.



Code	Description	Packaging
FL9345400	microprovetta graduata Safelock - 0,6 mL - 30kxg - non sterile	10 x 100 pz
FL9345500	microprovetta graduata Safelock - 0,6 mL - 30kxg - sterile	10 x 100 pz
FL9345600	microprovetta graduata Safelock - 1,5 mL - 24kxg - non sterile	10 x 50 pz
FL9345700	microprovetta graduata Safelock - 1,5 mL - 24kxg - sterile	10 x 50 pz
FL9345800	microprovetta graduata Safelock - 2 mL - 25kxg - non sterile	10 x 50 pz
FL9345900	microprovetta graduata Safelock - 2 mL - 25kxg - sterile	10 x 50 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

