

**Provetta conica graduata in PP****JetBiofil**

Provetta per centrifuga - conica - graduata - in PP - autoclavabile - con ampia area di scrittura - disponibile confezionata in comodi sacchetti richiudibili o in rack di cartone - disponibile da 15 e 50 mL - tappo a tenuta - velocità di rotazione massima: 12000xg (versione a fondo conico), 6000xg (versione self-standing) - resiste fino a -80 °C - esente da RNAsi e DNAsi - non pirogenica.



Code	Description	Packaging
CFT011150	provetta 15 mL - conica - sterile - conf. richiudibile	500 pezzi
CFT011500	provetta 50 mL - conica - sterile - conf. richiudibile	500 pezzi
CFT013500	provette graduate 500 ml, RCF max 6000xg	36 pz
CFT012500	provetta 50 mL - conica - sterile - in rack di cartone	500 pezzi
CFT021150	provetta 15 mL - conica - sterile - in rack di cartone	500 pezzi
CFT021500	provetta 50 mL - conica - sterile - in rack di cartone	500 pezzi
CFT111500	provetta 50 mL - conica - self-standing - sterile - conf. richiudibile	500 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

