

**Provetta per centrifuga conica graduata Easy Flip****JetBiofil**

Provetta per centrifuga - conica - sterilizzata mediante raggi gamma - graduata - in PP - autoclavabile - con tappo Easy Flip# per l'apertura con una sola mano - a tenuta - velocità di centrifugazione massima 9400xg - con area di scrittura - resiste fino a -80 °C.



Code	Description	Packaging
CFT211150	provetta 15 mL - sterile - conf. riutilizzabile	500 pezzi
CFT211500	provetta 50 mL - sterile - conf. riutilizzabile	500 pezzi
CFT212150	provetta 15 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile	500 pezzi
CFT212500	provetta 50 mL - sterile, DNasi/RNasi-free - conf. riutilizzabile	500 pezzi



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

