

**Provetta conica 225 mL****JetBiofil**

Provetta da centrifuga - a fondo conico - da 225 mL - in PP - sterilizzata mediante raggi gamma - certificata esente da DNasi, RNasi - apirogena - autoclavabile - con tappo in PE - chiusura a tenuta - graduata - velocità di rotazione massima: 7500xg - refrigerabile fino a -196 °C.



| Code      | Description                                                               | Packaging |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CFT012225 | provetta per centrifuga da 225 mL - dim. 61x137 mm - conf. riutilizzabile | 48 pezzi  |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

