

**Provetta conica 225 mL****JetBiofil**

Provetta da centrifuga - a fondo conico - da 225 mL - in PP - sterilizzata mediante raggi gamma - certificata esente da DNasi, RNasi - apirogena - autoclavabile - con tappo in PE - chiusura a tenuta - graduata - velocità di rotazione massima: 7500xg - refrigerabile fino a -196 °C.



Code	Description	Packaging
CFT012225	provetta per centrifuga da 225 mL - dim. 61x137 mm - conf. riutilizzabile	48 pezzi



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

