

## Provetta conica 225 mL

**JetBiofil** 

Provetta da centrifuga - a fondo conico - da 225 mL - in PP - sterilizzata mediante raggi gamma - certificata esente da DNasi, RNasi - apirogena - autoclavabile - con tappo in PE - chiusura a tenuta - graduata - velocità di rotazione massima: 7500xg - refrigerabile fino a -196 °C.







Code	Description	Packaging
CFT012225	provetta per centrifuga da 225 mL - dim. 61x137 mm - conf. riutilizzabile	48 pezzi







CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System